

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 500 ml

Bestell-Nr.: 133991



Please note that this is a zero liquid for baselining the EC2000 in Pt-Co scale, it is not a certified colour standard.

Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 500 ml

500 ml-Flasche, zertifiziert gemäß ISO/IEC 17025 mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten.