

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF710-3

Calificación visual del método Wesson



- Clasificación visual de aceites y grasas
- Aprobado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite (AOCS)
- Mide de conformidad con el método AOCS oficial Cc 13b-45

Referencia No: 107103

### Colorímetro visual para el método oficial de la AOCS Cc 13b-45, el método Wesson

El AF 710 es un instrumento desarrollado para el uso optimizado de los filtros de vidrio de Lovibond® para expresar colores conforme a la escala de color AOCS-Tintometer®. La escala de color AOCS-Tintometer® es una versión especial de rojos y amarillos de la escala RYBN de Lovibond®, que utiliza la escala de rojos de AOCS-Tintometer® (no es la misma que la escala de rojos estándar de Lovibond®). El AF 710-3 aloja los tubos de muestras de vidrio especiales de base plana que se especifican en el método Cc 13b-45 de AOCS, marcados para indicar una columna de aceite de ½", 1" y 5¼".

### Estándares reconocidos a nivel internacional

El AF 710-3 de Lovibond® es un instrumento visual certificado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite para la medición del color de aceites y grasas.

### Determinación del color sencilla

Puede medir fácilmente el color de una muestra comparando la luz que atraviesa una columna de aceite con la luz que atraviesa una serie de vidrios rojos y amarillos calibrados de conformidad con la escala de color AOCS-Tintometer®. Los vidrios se cambian hasta que se encuentre una coincidencia de color con la luz que atraviesa el aceite. Puede expresar este color en unidades de rojo y amarillo.

### Sin exceso de luz ambiental

El soporte para el tubo evita que la luz entre por los lados del tubo. Aloja dos tubos, uno con una muestra y otro que transmite la misma cantidad de luz al vidrio de color.

## Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria química | Otras industrias

## Aplicaciones

Aceites de petróleo y ceras | Aceites y grasas comestibles | Productos para el hogar

## AF710-3

El AF710-3 es un instrumento visual que ha sido certificado por la Sociedad Americana de Químicos del Aceite (AOCS) para la evaluación del color de aceites y grasas de conformidad con el método AOCS oficial Cc 13b-45, el método Wesson.

## Datos técnicos

<b>Applicable Standard</b>	AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 13j-97
<b>Colour Type</b>	Transparent
<b>Portabilidad</b>	Benchtop
<b>Pantalla táctil</b>	No

## Volumen de suministro

El AF 710-3 está equipado con un juego completo de vidrios de color AO-CS-Tintometer, dos tubos de muestras y un filtro de vidrio calibrado para análisis de conformidad regulares.

Título	Referencia No
Bastidor AF70-3 AOCS	109080
Dispositivo colector	114199
Porcelana para AOCS	115600
Lámpara 12 V 20 W	122340

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies