


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Tiras para cloro HR

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000190

### Industria

Otras industrias

### Aplicaciones

Control de desinfección

### Tiras para cloro HR

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Cloro HR	10 - 200 mg/L Cl <sub>2</sub>