


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Tiras reactivas para dióxido de cloro HR

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000550

### Industria

Municipios | Otras industrias

### Aplicaciones

Control de desinfección

### Tiras reactivas para dióxido de cloro HR

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Dióxido de cloro LR	0.5 - 100 mg/L ClO <sub>2</sub>