

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras para hierro

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000725

Industria

Otras industrias

Aplicaciones

Bebida y alimentación | Textiles

Tiras para hierro

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Iron	0.1 - 5.0 mg/L Fe