

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Tiras reactivas peróxido de hidrógeno

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000850

### Industria

Otras industrias

### Aplicaciones

Agua de refrigeración | Control de desinfección

### Tiras reactivas peróxido de hidrógeno

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

### Rango de medición

#### Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

#### Rango de medición

0.5 - 100 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>