

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Dureza, total tiras

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000950

Industria

Otras industrias

Aplicaciones

Agua de caldera | Agua de refrigeración

Dureza, total tiras

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

Test Name

Tiras de prueba de dureza total

Rango de medición

40 - 1000 mg/L CaCO₃