

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras de pH de plástico pH 7-14

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S001190

Industria

Otras industrias

Aplicaciones

Agua de refrigeración | Control de desinfección

Tiras de pH de plástico pH 7-14

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

| Test Name | Rango de medición |
|-----------|-------------------|
| pH | 7 - 14 pH |