

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### 5en1 Mini

The focus on various parameters simultaneously



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 151700

#### Asequible

El kit de prueba de piscina es la variante básica económica para los análisis de agua.

#### Variable

Las diferentes versiones del Pool Test Kit le permiten la verificación de distintos parámetros. Las combinaciones posibles son, p. ej., cloro+pH, bromo+pH, oxígeno activo+pH o biguanida (PHMB)+pH.

#### Listo para el uso de inmediato

Recibirá los kits de prueba de piscina que incluye las tabletas de reactivo para 20 análisis y las instrucciones, todo empaquetado en un minimaletín manejable y transparente. De esta forma no sólo podrá ver el kit de análisis completo, sino que además lo tendrá al alcance de la mano en todo momento.

#### Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

#### Aplicaciones

Control de aguas de piscina | Gestión de desastres

#### 5en1 Mini

Perfecto para introducirse en el análisis de agua en el ámbito privado. Mida varios parámetros simultáneamente.

#### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Ácido cianúrico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinidad-m	50 - 300 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Bromo	0.2 - 6.8 mg/L Br <sub>2</sub>
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Volumen de suministro

- **Kit de prueba para piscinas en blíster o minimaletín**
- **Instrucciones de operación**

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España