

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 140 G



- Rango de temperatura de 2 °C a 40 °C, regulable de forma continua en fases de 0,1 °C
- Consumo energético reducido
- Pantalla LED iluminada con indicación de valores reales/nominales
- Optimizado para determinaciones de DBO a 20 °C

Referencia No: 2438210

Versátil

Nuestros armarios termostáticos son la mejor elección tanto para el almacenamiento a temperatura de muestras como para la determinación de DBO en los análisis del agua residual. La unidad de regulación de temperatura integrada cumple con la Directiva EMC IEC 61326 ("Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio").

Regulación de temperatura continua

Los armarios termostáticos permiten una regulación de temperatura continua. De 2 °C a 40 °C la temperatura puede regularse en fases de 0,1 °C.

Conexiones eléctricas internas

El uso de dispositivos externos no es ningún problema gracias a las tomas de corriente montadas en el interior

Eficiencia energética

Los componentes de alto rendimiento y un aislamiento reforzado se encargan de reducir los niveles de consumo.

Variable

Puede elegir entre 3 modelos con puerta de acero (135, 255 y 445 l de volumen útil) y 2 modelos con puerta de cristal (140 o 255 l de volumen útil)

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Municipios | Otras industrias

TC 140 G

Perfecto para gran variedad de aplicaciones industriales y de investigación. La temperatura de los armarios termostáticos puede regularse de manera individual en pequeñas fases y gracias a una pantalla LED, lo tendrá todo controlado en todo momento. Hay disponibles 5 modelos con un volumen útil distinto y puerta de cristal o de acero.

Datos técnicos

Display	Pantalla LED iluminada
Manejo	frontal de membrana resistente al agua, 2 teclas con retroalimentación táctil
Alimentación eléctrica	220 - 240 V / 50 Hz
Volumen interior	140 L
Consumo energético	aprox. 1,61 kWh/ 24h
Clase climática	SN, + 10 °C para + 32 °C
Refrigerante	R600a
Conexiones	4
Rango de temperatura	+ 2 °C a + 40 °C, en fases de 0,1 °C
Tolerancia de la temperatura	Para DBO (T = 20 °C ±1 °C según EN 1899)
Iluminación interior	Tira de luz LED
Capacidad de carga de estante	45 kg
Apropiado para ser integrado	Sí

Posteriores equipos	Puerta de vidrio
Conformidad	CE
Medidas	600 x 850 x 600 mm
Medidas interiores	513 x 702 x 441 mm

Título	Referencia No
Unidad de regulación de temperatura para TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Envase de madera, para TC 135 S, TC 140 G (estándar IPPC - ISPM15)	425768
Rejilla de inserción para TC 135 S, TC 140 G	425791
Chapa de repuesto para unidad de control de temperatura	427542

Tintometer GmbH
 Lovibond® Water Testing
 Schleefstraße 8-12
 44287 Dortmund
 Tel.: +49 (0)231/94510-0
 sales@lovibond.com
 www.lovibond.com
 Alemania

The Tintometer Limited
 Lovibond House
 Sun Rise Way
 Amesbury, SP4 7GR
 Tel.: +44 (0)1980 664800
 Fax: +44 (0)1980 625412
 sales@lovibond.uk
 www.lovibond.com
 Reino Unido

Tintometer China
 9F, SOHO II C.
 No.9 Guanghualu,
 Chaoyang District,
 Beijing, 100020
 Customer Care China Tel.: 4009021628
 Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
 Fax: +86 10 85251001
 chinaoffice@tintometer.com
 www.lovibond.com
 China

Tintometer South East Asia
 Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
 Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
 Klang, 41200, Selangor D.E
 Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
 Fax: +60 (0)3 3325 2287
 lovibond.asia@tintometer.com
 www.lovibond.com
 Malasia

Tintometer Brazil
 Caixa Postal: 271
 CEP: 13201-970
 Jundiaí – SP
 Tel.: +55 (11) 3230-6410
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.com.br
 Brasil

Tintometer Inc.
 6456 Parkland Drive
 Sarasota, FL 34243
 Tel: 941.756.6410
 Fax: 941.727.9654
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.us
 Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.
 Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
 Sanathnagar Industrial Estate,
 Hyderabad, 500018
 Telangana
 Tel: +91 (0) 40 23883300
 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
 indiaoffice@lovibond.in
 www.lovibondwater.in
 India

Tintometer Spain
 Postbox: 24047
 08080 Barcelona
 Tel.: +34 661 606 770
 sales@tintometer.es
 www.lovibond.com
 España