

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Reactivo para dureza de carbonatos

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 418564

#### Datos técnicos

**Medidas** 55 x 27 x 96 mm