

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de análisis de fosfato PO-2

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 2418523

### Kit de análisis de fosfato PO-2

Estos kits de prueba están especialmente desarrollados para probar la caldera, el enfriamiento y el agua de procesos industriales. Hacen uso de técnicas tanto colorimétricas como de titulación. Cada kit de prueba contiene todos los reactivos y productos químicos necesarios en forma líquida o en polvo para realizar las pruebas. Las instrucciones detalladas

Contiene una explicación paso a paso del procedimiento de prueba. Los kits se suministran en una caja de plástico compacta y resistente. Hay paquetes de reactivos de recarga a precios muy competitivos disponibles para todos los kits de prueba.

#### Nota según el reglamento de la UE 2019/1148

Este producto está regulado por el Reglamento (UE) 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional. [https://ec.europa.eu/info/index\\_es](https://ec.europa.eu/info/index_es)

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Fosfato (total)	2.5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>