

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Water Safety Kit Combined

Kit de test spécial pour l'eau potable, pas seulement pour les ONG



- Kits d'intervention d'urgence pour les situations de catastrophe et la surveillance de l'eau dans l'arrière-pays
- Equipement pour l'analyse chimique et microbiologique dans deux cas
- Aussi disponible en version duo

Code: 56K681251

Vous avez besoin de résultats de tests sûrs, rapides et fiables dans des situations difficiles comme les catastrophes ou la surveillance de l'eau potable en milieu rural sans laboratoires ? Vous avez une certitude immédiate sur la qualité de l'eau potable pour sauver la santé et des vies ? Prenez tout ce dont vous avez besoin avec vous et combinez des méthodes microbiologiques et des méthodes d'analyse chimique simples.

Prenez le petit Water Safety Kit Chemical dans une main et le grand Water Safety Kit Microbiology sur votre dos dans le sac à dos en option. Vous pouvez tester différentes sortes de bactéries sur place grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de nos incubateurs à boîtes de pétri DI 20.

#### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Piscines domestiques | Piscines publiques | Secteur énergétique | Services autour des piscines

#### Applications

Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidissement | Traitement de l'eau brute | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

#### Water Safety Kit Combined

Combiner l'analyse microbiologique et physio-chimique de certains des paramètres les plus critiques pour déterminer l'aptitude de l'eau à la consommation. Emportez tout l'équipement partout où vous avez besoin de résultats d'analyse immédiats et fiables.

Grâce à leurs cas robustes et étanches, les kits sont faciles à transporter. Même le personnel non technique peut les utiliser grâce à des instructions illustrées.

#### User

Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la santé (OMS)

## Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure	Méthode chimique
Ammonium T	0.02 - 1 mg/L N	Indophénol Bleu
Bactéries aérobies (TVC)/ coliformes		
Bactéries aérobies (TVC)/ E.Coli, coliformes		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Conductivity	0 - 20 mS/cm	
Nitrate T	0.08 - 1 mg/L N	Réduction de zinc/NED
pH	0 - 14	
Turbidité	0.01 - 1100 NTU	

Titre	Code
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Bécher gradué	56A018501
Filtration à membrane	56A023801
Pincette	56A604201
Filtration à membrane	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/Dipslides chromogéniques	56B010510
Solution tampon KS3-pH 10 65 ml	56L000365
Solution tampon KS6-pH 4 65 ml	56L000665
Solution tampon KS9-pH 7 65 ml	56L000965
KS16-1413US Solution étalon de conductivité	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

## Contenu de livraison

- 1 cas Water Safety Kit Microbiology
- 1 cas Water Safety Kit Chemical

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Flacons	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Tube en plastique, gradué 30 ml, avec couvercle	385132
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l	48105510
Agitateur et cuiller à poudre	56A006601
Sac à dos pour les Water Safety Kits	56A01400

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne