

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology

Équipement de test microbiologique mobile pour les situations exigeantes



Vous avez besoin de certitude et de fiabilité pour les résultats des tests dans les situations d'urgence ou dans l'arrière-pays, dans les endroits où il n'y a pas de laboratoires. Le Water Safety Kit Microbiology contient tout l'équipement nécessaire à la réalisation de l'analyse microbiologique de l'eau potable. Grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de l'incubateur DI 20, vous pouvez tester différentes sortes de bactéries. Vous pouvez effectuer la filtration avec un équipement stérilisable comprenant un échantillonneur, un flacon filtrant et une pompe à vide sur place - l'équipement de stérilisation n'est pas inclus. Un sac à dos est disponible en option pour ce kit afin de faciliter le transport.

- Test des coliformes et des bactéries E. coli selon les normes de l'OMS
- DI 20 avec chauffage et refroidissement en standard
- Le sac à dos est disponible en option

Code: 56K681254

Industrie

Autres industries | NGO

Applications

Traitement de l'eau potable

Water Safety Kit Microbiology

Prenez dans une main tout ce dont vous avez besoin pour l'analyse chimique de la qualité de l'eau potable. Ce Water Safety Kit est le plus petit de la série, portable dans un boîtier robuste et étanche avec 200 réactifs pour chaque paramètre, permettant de nombreuses mesures pour son faible encombrement.

Il est facile à utiliser même par des opérateurs non professionnels grâce à des instructions illustrées simples.

User

Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la santé (OMS)

Fiche technique

Dimensions 487 x 229 x 386 mm

Poids avec emballage 14.75 kg

Contenu de livraison

- Crayon marqueur
- 2.5" Écope avec corde
- Flacon filtre, 500 ml
- Pincettes
- Pompe, 35 ml de course
- 5 Récipient universel et cuillère, 30 ml
- DB 513 Tube agitateur avec couvercle, 100 ml
- 150 Filtres EZ Pack
- 5 Pipette jetable, 1.5 ml (EDT222)
- DI 20 Incubateur
- 200 Tampons et distributeur de milieux
- Incubateur Batterie plomb/acide
- Dispositif de filtration
- 50 Boîte de Pétri pour l'incubateur DI 20
- Set de plomb IEC C13, (3 pin
- Membrane Bouillon de Sulfate de Laurier, 40 g
- Instruction manual pour le Water Safety Kit Microbiology
- Instruction manual for DI 20 Incubator
- Case

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Flacons	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855
Sac à dos pour les Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Bécher gradué	56A018501
Filtration à membrane	56A023801
Pincette	56A604201
Filtration à membrane	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/Dipslides chromogéniques	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne