

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Bandelettes dioxyde de chlore LR

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000450

### Industrie

Autres industries | Municipalités | NGO

### Applications

Contrôle de la désinfection | Gestion des catastrophes

### Bandelettes dioxyde de chlore LR

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Chlorine Dioxide	0.1 - 1.6 mg/L ClO <sub>2</sub>