

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Bandelettes dioxyde de chlore HR

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000550

### Industrie

Autres industries | Municipalités

### Applications

Contrôle de la désinfection

### Bandelettes dioxyde de chlore HR

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

### Gamme de mesure

#### Test Name

Dioxyde de chlore LR

#### Gamme de mesure

0.5 - 100 mg/L ClO<sub>2</sub>