

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Bandelettes de peroxyde d'hydrogène

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000850

Industrie

Autres industries

Applications

Contrôle de la désinfection | Eau de refroidissement

Bandelettes de peroxyde d'hydrogène

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

Gamme de mesure

Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

Gamme de mesure

0.5 - 100 mg/L H₂O₂