

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Bandelettes pH 7-14 plastique

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S001190

### Industrie

Autres industries

### Applications

Contrôle de la désinfection | Eau de refroidissement

### Bandelettes pH 7-14 plastique

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

### Gamme de mesure

Test Name

Gamme de mesure

pH

7 - 14 pH