

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kits de test de piscine compact chlore LR/ brome/pH présenté dans un emballage blister à couvercle

The focus on various parameters simultaneously



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 157520

Économique

Le kit de test de piscine est la version bas de gamme économique pour l'analyse de l'eau.

Variable

Les différentes versions du kit de test de pool permettent de tester différents paramètres. Les combinaisons suivantes Chlore+pH, Brome+pH, Oxygène actif+pH ou Biguanide (PHMB)+pH ou toute autre combinaison ou presque sont possibles.

Immédiatement prêt à l'emploi

Vous recevrez les kits de test en piscine avec pastilles de réactifs pour 20 analyses de chaque type et mode d'emploi, le tout présenté dans un coffret pratique et transparent. Ainsi, vous avez tout sous la main et disposez immédiatement du kit d'analyse.

Industrie

Industrie maritime | Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Gestion des catastrophes

Kits de test de piscine compact chlore LR/brome/ pH présenté dans un emballage blister à couvercle

Le matériel parfait pour l'analyse élémentaire de l'eau à usage privé. Mesurez plusieurs paramètres à la fois.

Gamme de mesure

| Test Name | Gamme de mesure |
|-----------|--------------------------------|
| Chlore | 0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂ |
| pH | 6.8 - 8.2 pH |

Contenu de livraison

- Kit de test de piscine présenté dans un emballage blister refermable ou coffret
- Mode d'emploi

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne