

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Testeur de piscine biguanide (PHMB)/ peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)/pH en boîte

Les assistants rapides pour l'analyse des piscines



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 156100

Exactitude élevée des mesures

Les résultats sont affichés avec une grande précision de mesure. Vous obtenez rapidement les résultats escomptés pour agir en conséquence.

Intuitif

L'utilisation du testeur est explicite. Et en cas de doute : jetez un œil sur l'emballage et les instructions bien compréhensibles pour remédier aux problèmes.

Ergonomique

Le couvercle optimisé en termes d'ergonomie assure la sécurité des prises.

Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

Testeur de piscine biguanide (PHMB)/ peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)/pH en boîte

Le testeur de piscine permet de mesurer simultanément le produit de traitement de l'eau et le pH.

Gamme de mesure

| Test Name | Gamme de mesure |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Peroxyde d'hydrogène | 5 - 50 mg/L H ₂ O ₂ |
| pH | 6.8 - 8.2 pH |
| PHMB | 10 - 100 mg/L PHMB |

Contenu de livraison

- Testeur de piscine présenté dans une boîte plastique solide
- Pastilles de réactif pour 20 analyses de chaque type
- Mode d'emploi

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne