

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Incubateur DI10

Pour un développement bactérien contrôlé



Afin de pouvoir comparer les résultats des Dipslides et d'autres tests microbiologiques tels que le Coliform / E-coli Test Kit d'une semaine à l'autre, le temps et la température d'incubation doivent être identiques à chaque exécution du test. Cela permet de toujours garantir une croissance bactérienne contrôlée et uniforme. L'incubateur DI10 permet donc de réaliser une étape importante et nécessaire à l'analyse de l'activité microbiologique dans l'eau. L'incubateur Lovibond® DI10 permet une incubation fiable sur place, en laboratoire ou même en déplacement dans une voiture. Pour l'incubation de dipslides, nous recommandons l'achat du support pour dipslides. Celui-ci offre un support sûr pour 12 dipslides dans le DI10 pendant la période d'incubation.

- Construction solide
- Prévu pour jusqu'à 12 Dipslides ou 10 boîtes de Petri
- Excellente stabilité des températures
- Peut être utilisé en voiture

Code: 56B000701

### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

### Fiche technique

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Display</b>	1 écran LCD rétroéclairé de 16 bit
<b>Alimentation</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Tolérance des températures</b>	± 0.5 °C
<b>Conformité</b>	CE
<b>Dimensions</b>	246 x 215 x 162 mm

# Contenu de livraison

- DI10
- Alimenter
- Kit de câbles d'alimentation (UK, EU & USA)
- Câble allume-cigare & 8 adaptateurs
- Mode d'emploi

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	176300
Alimentation électrique externe	182049

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne