

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Swab Test Kit

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006401

Les légionnelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionnelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionnelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionnelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

Legionella Swab Test Kit

Within a water system *Legionella* usually grow within biofilm (slime) found on the insides of pipe work, shower heads, cooling tower packing, or water tanks. Bacteria found in the planktonic phase (i.e. suspended in the water itself) are usually an indicator of colonization of the biofilm.

Since a clean water sample does not equate to a clean system (proliferation of *Legionella* is greater in a biofilm than in water), this kit can be used to pinpoint the contamination in a system or to demonstrate cleanliness of an area after a targeted cleaning.

Use this kit to find *Legionella* in their breeding ground -- this very selective test can detect legionella even in samples with very high background flora. With results in about 25 minutes, the test allows for immediate understanding and response to the water system conditions. Regular use will increase confidence in your *Legionella* control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

Limit of Detection
200 CFU/l / Swabbed area

No. of Tests
5

Contenu de livraison

- 5 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 5 Swabs
- Recovery Buffer
- 5 Reaction tubes
- Instruction Manual
- Carrying Case

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne