

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit d'analyse avec indice de colmatage (SDI)

For the standard situation in water testing



L'indice de colmatage (SDI) est un indicateur de la concentration de solides ou de particules en suspension dans l'eau. C'est un paramètre important au fonctionnement des osmoseurs. À l'aide du SDI de l'eau d'alimentation, il est possible de calculer la durée de salissure des membranes, la fréquence de rétro lavage et enfin, la durée de vie de la membrane. Le kit d'analyse Lovibond® permet au technicien spécialiste de l'osmose inverse de disposer immédiatement de l'indice de colmatage pour adapter la vitesse et l'efficacité de l'appareil en conséquence.

Ce kit inclut une membrane/un système de mesure du débit qui permet de déterminer l'indice de colmatage en 15 minutes seulement. La fourniture comprend un nécessaire de membranes pour 100 tests.

- Calculs SDI en 15 minutes seulement
- Idéal pour les systèmes d'osmose inverse
- Permet de calculer le temps de salissure de la membrane, la fréquence de rétro lavage et la durée de vie de la membrane

Code: 56K001901

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

Applications

Eau de refroidissement

Contenu de livraison

- Disques de filtration 0,45 µm - diamètre 47 mm
- Valve on/off
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau haute pression - 1 m
- Porte-filtre - 47 mm de diamètre
- Cylindre de mesure en poly, 100 ml
- Calculatrice
- Minuterie

Titre	Code
Valve on/off	56A007201
Régulateur de pression	56A007301
Manomètre	56A007401
Tuyau haute pression 1 m	56A007501
Filtres circulaires, grosseur 0,45 (47 mm)	56A007690
Porte-filtre 47 mm	56A007701
Tube gradué Poly, 100 ml	56A009301
Calculatrice	56A021501
Chronomètre	56A021601

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne