

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit d'analyse chlorure CD-1

Détermination de l'eau de chaudière, de refroidissement et de traitement industriel



- Détermination quantitative rapide
- Pour tester l'eau de chaudière, de refroidissement et de process industriel
- Convient aux tests sur le terrain et en laboratoire
- Utilisation économique en raison des packs de recharge à prix avantageux

Code: 2418504

### Kit d'analyse chlorure CD-1

Ces kits de test sont spécialement développés pour tester les eaux de chaudière, de refroidissement et de processus industriels. Ils utilisent à la fois des techniques colorimétriques et titrimétriques. Chaque kit de test contient tous les produits chimiques et réactifs nécessaires sous forme liquide ou en poudre pour effectuer les tests. Les instructions détaillées

contient une explication pas à pas de la procédure de test. Les kits sont fournis dans un boîtier en plastique robuste et compact. Des packs de réactifs de recharge à prix avantageux sont disponibles pour tous les kits de test.

### Gamme de mesure

| Test Name   | Gamme de mesure                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Chlorure LR | 1 drop = 5 or 2.5 Cl <sup>-</sup> |

### Fiche technique

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 157 x 135 x 55 mm |
| Poids avec emballage | 110 g             |