

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Kit de phosphate

Détermination du phosphate en faibles concentrations



- Ultrasensible
- Exactitude maximum
- Facile à utiliser
- Design moderne

Code: 157800

#### Sensibilité élevée

Avec une profondeur de couche de 9 cm, le kit d'analyse visuelle est particulièrement sensible et fournit des résultats fiables dans la plage de 0 - 1 000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO<sub>4</sub>).

#### Excellent rapport qualité-prix

Le kit d'analyse est doté d'un excellent rapport qualité-prix et est très facile à manipuler.

#### Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

#### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

#### Kit de phosphate

Avez-vous déjà été confronté à la « prolifération d'algues dans la piscine » ? La concentration de phosphate dans l'eau est probablement trop élevée. Les algues apparaissent à partir d'une concentration supérieure à 200 µg/l de PO<sub>4</sub>. Pour remédier à ce problème, il est recommandé d'utiliser des liants spécialement mis au point pour le phosphate. Pour éviter la prolifération d'algues, il est recommandé de surveiller régulièrement les valeurs du phosphate.

Le kit d'analyse du phosphate Lovibond® est exactement ce qu'il vous faut !

#### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Phosphate	0 - 1000 ppb

# Contenu de livraison

- Carte de couleurs
- Agitateur, longueur 13 cm
- Cuve avec couvercle
- 30 pastilles de phosphate N°1
- 30 pastilles de phosphate N°2
- Mode d'emploi

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne