

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Risk Assessment EU Test Kit

Il test della *legionella* più veloce del mondo



- Veloce, facile e preciso
- Risultati in soli 25 minuti!
- Conferma l'efficacia dei protocolli di prevenzione e trattamento della *legionella*
- Disponibili kit di analisi per il rilevamento della *Legionella* sia a base d'acqua che biofilm

N. ordine: 56B006107

La *legionella* è la causa scatenante della malattia del legionario, una forma di polmonite potenzialmente mortale. In tutto il mondo esistono linee guida per la lotta contro la *legionella*.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'acqua potabile sono stati definiti i parametri principali che devono essere verificati settimanalmente e mensilmente per ridurre al minimo il rischio di proliferazione della *legionella* su scala dannosa negli impianti idrici aperti.

I kit di analisi Lovibond® "L8" per la protezione contro la *legionella* includono tutti i test consigliati per il monitoraggio settimanale e mensile.

Legionella Risk Assessment EU Test Kit

L'azienda Test Kit fornisce agli utenti una combinazione di kit di analisi a tubo e kit di analisi di sistema.

Questa versione dei nostri kit di analisi è ideale per i principianti che vogliono scoprire quale processo si adatta meglio ai loro processi, o per gli utenti a basso volume che necessitano sia di test di tampone che di filtrazione.

Con risultati in meno di 25 minuti, il test fornisce una comprensione e una risposta immediata alle condizioni dell'acqua. L'uso regolare aumenterà la vostra fiducia nelle vostre procedure di controllo della *legionella* e ridurrà il rischio di epidemie e contenziosi!

Il kit fornisce tutto il necessario per 4 test (2x test del tampone e 2x test di filtrazione).

Limite di rilevamento

1.000 / 10.000 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

No. di test

4

Fornitura

- 4 strisce reattive con pipette di dosaggio
- Tampone di recupero
- 2 tamponi
- 2 filtri monouso
- 2 siringhe da 60 ml
- 2 recipienti di reazione con tampone di recupero
- Scala di valutazione
- Istruzioni per l'uso
- Valigetta

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna