

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined

Il kit di test speciale per l'acqua potabile non solo per le ONG



- Kit di risposta alle emergenze per situazioni di disastro e monitoraggio dell'acqua nell'outback
- Apparecchiatura per analisi chimiche e microbiologiche in due valigette
- Disponibile anche in versione duo

N. ordine: 56K681251

Hai bisogno di risultati di test sicuri, veloci e affidabili in situazioni difficili come disastri o monitoraggio dell'acqua potabile in ambienti rurali senza laboratori? Hai la certezza immediata della qualità dell'acqua potabile per salvare la salute e la vita? Porta con te tutto ciò di cui hai bisogno e combina metodi microbiologici e semplici metodi chimici di analisi.

Porta il più piccolo Water Safety Kit Chemical in una mano e il più grande Water Safety Kit Microbiology sulla schiena nello zaino opzionale. Sei in grado di testare diversi tipi di batteri sul posto grazie alla funzione di riscaldamento e raffreddamento delle nostre incubatrici DI-20 petri.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina privata | Piscina pubblica

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Controllo disinfettante | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua non depurata | Trattamento acqua potabile

Water Safety Kit Combined

Combina l'analisi microbiologica e chimico-fisica di alcuni dei parametri più critici per determinare l'idoneità dell'acqua a bere. Portate l'intera attrezzatura con voi ovunque abbiate bisogno di risultati immediati e affidabili.

Con le loro custodie robuste e impermeabili i kit sono facili da trasportare. Anche il personale non tecnico è in grado di usarlo grazie alle istruzioni illustrate.

Utente

Organizzazioni non profit (ONG) | Ricerca e sviluppo medico | Istituti, Università, Scuole | Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Campo di misura

Test Name	Campo di misura	Metodo chimico
Ammonio T	0.02 - 1 mg/L N	Blu di indofenolo
Batteri aerobici (TVC)/ coliformi		
Batteri aerobici (TVC)/ E.Coli, coliformi		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Conducibilità	0 - 20 mS/cm	
Nitrato T	0.08 - 1 mg/L N	Riduzione di zinco / NED
pH	0 - 14	
Turbidity	0.01 - 1100 NTU	

Fornitura

- 1 caso Water Safety Kit Microbiology
- 1 caso Water Safety Kit Chemical

Titolo	N. ordine
Backpack per i Water Safety Kits.	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Misurino	56A018501
Filtrazione a membrana	56A023801
Pinzette	56A604201
Filtrazione a membrana	56B000710
D004 Dipslide TTC/MAC (Macconkey)	56B010410
D005 Dipslide TTC/Cromogenici	56B010510
KS3-pH 10 Soluzione tampone 65 ml	56L000365
KS6-pH 4 Soluzione tampone 65 ml	56L000665
KS9-pH 7 Soluzione tampone 65 ml	56L000965
KS16-1413US Soluzione di conducibilità standard	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Bottiglie	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio	385132
Capsule di Petri, 10 pz.	400855
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	48105510
Asta di agitazione e cucchiaino per la polvere	56A006601

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies