

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology Duo

Apparecchiatura mobile per test microbiologici con 2 incubatori



- Testare i coliformi e i batteri E. coli secondo gli standard dell'OMS
- Testare diverse forme di batteri simultaneamente con 2 incubatori
- DI 20 con riscaldamento e raffreddamento di serie

N. ordine: 56K681255

Situazione di disastro o monitoraggio dell'acqua potabile in situazioni impegnative: Avete bisogno di certezza e affidabilità per i risultati dei test ovunque. Il Water Safety Kit Microbiology Duo contiene tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire l'analisi microbiologica per la sicurezza dell'acqua potabile. Grazie alla funzione di riscaldamento e raffreddamento dell'incubatore DI 20 potete testare diversi tipi di batteri - con entrambi gli incubatori contemporaneamente! Eseguite la filtrazione con l'attrezzatura sterilizzabile che include il campionatore, il pallone filtrante e la pompa a vuoto sul posto - l'attrezzatura per la sterilizzazione non è inclusa. Con lo zaino opzionale puoi portare il kit ovunque con te.

Industria

Altre industrie | ONG

Applicazione

Trattamento acqua potabile

Water Safety Kit Microbiology Duo

In una mano o sulla schiena: Questo kit di test ti accompagna in ogni situazione con l'attrezzatura completa per i test microbiologici. Testate diversi tipi di batteri direttamente sul posto - con entrambi gli incubatori anche contemporaneamente! Siate sicuri della qualità dell'acqua potabile ovunque, anche quando non c'è un laboratorio nelle vicinanze. L'incubatore DI 20, con la sua capacità unica di riscaldare e raffreddare come standard, assicura risultati reali.

Utente

Organizzazioni non profit (ONG) | Ricerca e sviluppo medico | Istituti, Università, Scuole | Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Dati tecnici

Dimensioni	487 x 229 x 386 mm
Peso con imballaggio	18.75 kg

Fornitura

- Penna marcatrice
- 2.5" Raccogliatore di campioni
- Filtro per pallone, 500ml
- Pinzette
- Pompa, corsa 35ml
- 5 Contenitore universale e cucchiaio, 30 ml
- DB 513 Tubo agitatore con coperchio, 100 ml
- 150 Filtri EZ Pack
- 5 Pipette monouso, 1.5 ml (EDT222)
- 2 Incubatore DI 20
- 200 Media Pad e dispenser
- Batteria incubatore Piombo/Acido
- Dispositivo di filtrazione
- 50 Piastra Petri per Incubatore DI 20
- Set di cavi IEC C13, (3 pin
- Membrana Brodo di Solfato di Laurile, 40 g
- Manuale d'istruzione per Water Safety Kit Microbiology
- Manuale d'istruzione per Incubatore DI 20
- Custodia

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Bottiglie	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Capsule di Petri, 10 pz.	400855
Backpack per i Water Safety Kits.	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Misurino	56A018501
Filtrazione a membrana	56A023801
Pinzette	56A604201
Filtrazione a membrana	56B000710
D004 Dipslide TTC/MAC (Macconkey)	56B010410
D005 Dipslide TTC/Cromogenici	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna