

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF710-3

Visual Grading for the Wesson Method



- Classificazione visiva di oli e grassi
- Approvato dalla American Oil Chemical Society (AOCS)
- Misure secondo il Metodo ufficiale AOCS Cc 13b-45

N. ordine: 107103

Colorimetro visivo per il metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45, il metodo Wesson

L'AF 710 è un dispositivo progettato per l'uso ottimizzato dei filtri in vetro Lovibond®, per esprimere il colore secondo la scala cromatica AOCS-Tintometer®. La scala cromatica AOCS-Tintometer® è una speciale versione rossa e gialla della scala cromatica Lovibond® RYBN, che utilizza la scala di rossi AOCS-Tintometer® (che non è la stessa della scala di rossi Lovibond® standard). L'AF 710-3 alloggia le speciali provette per campioni di vetro a fondo piatto specificate nel metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45; queste sono contrassegnate per indicare una colonna d'olio di ½", 1" e 5¼".

Norme riconosciute a livello internazionale

Lovibond® AF 710-3 è uno strumento visivo approvato dall'American Oil Chemists' Society per la misurazione del colore di oli e grassi.

Facile determinazione del colore

È possibile misurare facilmente il colore di un campione confrontando la luce che passa attraverso una colonna d'olio con la luce che passa attraverso una serie di vetri rossi e gialli calibrati secondo la scala cromatica AOCS-Tintometer®. I vetri vengono variati fino a quando non si trova una corrispondenza cromatica per la luce che passa attraverso l'olio. È possibile esprimere questo colore mediante unità di colore rosso e giallo.

Nessuna luce ambientale eccessiva

Il supporto per tubi impedisce alla luce di penetrare ai lati dei tubi. Questo alloggia due tubi, uno con il campione e uno che trasmette la stessa quantità di luce al vetro colorato.

Industria

Altre industrie | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria olearia

Applicazione

Oli e grassi alimentari | Oli minerali e cere | Prodotti per uso domestico

Titolo	N. ordine
Rack AOCS per AF70-3	109080
Dispositivo di raccolta	114199
Porcellana per AOCS	115600
Lampada 12 V 20 W	122340

AF710-3

L'AF710-3 è uno strumento visivo approvato dall'American Oil Chemists' Society (AOCS) per la valutazione del colore di oli e grassi secondo il metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45, il metodo Wesson.

Dati tecnici

Applicable Standard	AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 13j-97
Colour Type	Transparent
Portabilità	Benchtop
Touchscreen	No

Fornitura

L'AF 710-3 è dotato di un set completo di vetri colorati AOCS-Tintometer, due provette e un filtro in vetro calibrato per test di conformità regolari.

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna