

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT AF 425

Test rapidi versatili per un'ampia gamma di applicazioni



- Facilità d'uso e dosaggio preciso
- Durata minima di conservazione di 5 anni su pastiglie in foglio di alluminio
- Elevata precisione analitica
- Spedizione senza problemi

N. ordine: 414250

### Vari metodi di prova

Per i MINIKIT sono disponibili diverse procedure di prova: Scegliere tra le procedure di test manuali, la procedura di torbidità o di conteggio delle pastiglie o il cosiddetto test di velocità.

### Uso intuitivo

Che sia professionale o amatoriale: con il MINIKIT tutti ottengono risultati sicuri e senza errori.

### Lunga durata di conservazione

I reagenti utilizzati nei MINIKIT hanno una durata di conservazione di 5 anni. E, soprattutto, non sono soggetti ad alcuna restrizione di trasporto.

### Direttamente utilizzabile

Oltre al kit di analisi in una scatola pieghevole, la fornitura comprende anche un contenitore di misurazione, gli accessori necessari e i reagenti in pastiglie per circa 30 test.

### Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

### MINIKIT AF 425

Sono facili da usare e adatti per una vasta gamma di applicazioni di analisi dell'acqua.

Grazie a diverse procedure di prova, i MINIKIT sono prima di tutto un compagno affidabile.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Durezza, total, low	1 - 50 mg/L CaCO <sub>3</sub>

# Fornitura

- Kit in scatola pieghevole
- Reagenti in pastiglie per una media di 30 test
- Recipiente di misura
- accessori necessari
- Istruzioni per l'uso

Titolo	N. ordine
Spazzola, lunghezza 11 cm	380230
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio	385132

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna