

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Strisce reattive, durezza totale

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S000950

### Industria

Altre industrie

### Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento

### Strisce reattive, durezza totale

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

### Campo di misura

**Test Name**

Hardness Total-Test Strips

**Campo di misura**

40 - 1000 mg/L CaCO<sub>3</sub>