

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit di test per piscine compatte Cloro LR/ Bromo/pH in valigetta mini

The focus on various parameters simultaneously



- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 157700

### Basso costo

Il Pool Test Kit è la variante base economica per l'analisi dell'acqua.

### Variabile

Le diverse versioni del Pool Test Kit permettono di testare diversi parametri. Le combinazioni possibili sono, ad esempio, cloro+pH, bromo+pH, ossigeno attivo+pH o biguanide (PHMB)+pH.

### Subito pronto all'uso

Riceverai i kit per il test del pool con i reagenti in pastiglie per 20 analisi ciascuna e le istruzioni per l'uso, il tutto confezionato in un pratico mini case trasparente. Così non solo avrete sempre una visione d'insieme, ma avrete anche il kit di analisi sempre a portata di mano.

### Industria

Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina privata

### Applicazione

Controllo acqua in vasca | Gestione catastrofi

### Kit di test per piscine compatte Cloro LR/Bromo/pH in valigetta mini

Perfetto per l'ingresso nell'analisi delle acque in ambiente privato. Misurate più parametri contemporaneamente.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Bromo	0.2 - 6.8 mg/L Br <sub>2</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Fornitura

- Kit di test per piscine in blister ripiegabile o mini case
- Istruzioni per l'uso

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## **Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna