

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Pool tester per rame LR-HR/pH in scatola

The fast assistants for Pool Testing



- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 155190

### Elevata precisione di misura

I risultati sono visualizzati con elevata precisione di misura. Avrete presto la certezza e potrete prendere contromisure se necessario.

### Intuitivo

Il funzionamento del tester è estremamente intuitivo. E se non siete sicuri: basta uno sguardo alla confezione e alle istruzioni intuitivamente comprensibili per eliminare le ambiguità.

### Ergonomico

Il coperchio ergonomico ottimizzato garantisce una presa sicura.

### Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

### Applicazione

Controllo acqua in vasca

### Pool tester per rame LR-HR/pH in scatola

Il Pooltester permette la misurazione simultanea dell'agente di trattamento dell'acqua e del valore pH.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
pH	6.8 - 8.2 pH
Rame	0.1 - 1 mg/L Cu
Rame	0.5 - 5.0 mg/L Cu

# Fornitura

- **Tester per piscine in robusta scatola di plastica**
- **Reagenti in pastiglie per 20 analisi ciascuna**
- **Istruzioni per l'uso**

---

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna