

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit di analisi della durezza totale (°dh)

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418411

### Kit di analisi della durezza totale (°dh)

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Hardness carbonate (new version)	1 drop = 1 or 0.5 °dH

### Dati tecnici

Dimensioni	90 x 36 x 36 mm
Peso con imballaggio	30 g

Titolo	N. ordine
Reagente di durezza totale	418563