

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit di analisi del ferro Fe-2

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418440

Kit di analisi del ferro Fe-2

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura |
|-----------|-----------------|
| Iron | 0.1 - 2 mg/L Fe |
| Iron | 0.5 - 8 mg/L Fe |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensioni | 157 x 135 x 55 mm |
| Peso con imballaggio | 70 g |