

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI20 Inkubator

Konform mit WHO Richtlinien



Unser neuer DI20 Inkubator wurde für Anwender entwickelt, die die globalen Test-Standards für Trinkwasser auch in schwieriger Umgebung erreichen müssen.

Er ist tragbar, leicht und qualitativ hochwertig für mikrobiologische Untersuchungen mit Testschalen. Der DI20 Inkubator ist der einzige seiner Art mit einer standardmäßigen Heiz- und Kühlfunktion. Damit ist gesichert, dass die Proben bei korrekter Temperatur unabhängig von den Umgebungsbedingungen bebrütet werden.

Sein innovatives Design beinhaltet einen kleinen Petrischalenhalter mit wiederverwendbaren, korrosionsbeständige Aluminium Petrischalen.

Die Schalen ermöglichen jedem Inkubator, bis zu 20 Tests durchzuführen.

Seine Ergonomie und die intuitiv zu bedienenden Piktogramm-Tasten stellen sicher, dass er mit geringem Vorwissen oder auch ohne Einweisung verwendet werden kann. Mithilfe von LEDs ist der Anwender in der Lage, auf einen Blick zu erkennen, wie weit der Inkubationszyklus ist und ob die Temperatur stabil ist.

- konform mit WHO Richtlinien "Guidelines for drinking water quality 4th edition."
- Kompakte Bauweise & geringes Gewicht
- Heizung & Kühlung serienmäßig
- Intuitive, grafische Tasten

Bestell-Nr.: 56B000714

Industrie

NGO

Technische Daten

Schnittstellen	USB
Stromversorgung	12 V
Temperaturbereich	20 °C - 47 °C
Temperaturtoleranz	± 0.5 °C
Konformität	CE
Abmessungen	116 x 165 x 116 mm

Lieferumfang

- DI20
- Stromkabel
- 50 Petrischalen
- Netzteil

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
USB-Kabel 2,0 A - Micro B Stecker	190630
Petrischalenhalterung	197139
Netzteil, 12 V / 48 W	19803550
Akku Ladekabel	19803555
Petrischalen, 10 St.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien