

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



DI10 Incubator

Voor gecontroleerde bacteriegroei



Om de resultaten van de Dipslides en andere microbiologische testen zoals Coliform / E-coli Test Kit van week tot week te kunnen vergelijken, moeten de incubatietijd en incubatietemperatuur elke keer dat de test wordt uitgevoerd hetzelfde zijn. Dit zorgt ervoor dat de bacteriegroei altijd gecontroleerd en uniform is. De DI10 incubator is daarom een belangrijke en noodzakelijke stap bij het analyseren van microbiologische activiteit in water. De Lovibond® DI10 incubator maakt betrouwbare incubatie op locatie, in het laboratorium of zelfs onderweg met de auto mogelijk. Voor het incuberen van dipslides raden we aan de dipslidehouder aan te schaffen. Deze biedt een veilige standaard voor 12 dipslides in de DI10 tijdens de incubatieperiode.

- Robuuste uitvoering
- Geschikt voor maximaal 12 dipslides of 10 petrischalen
- Uitstekende temperatuurstabiliteit
- Bediening in de auto mogelijk

Bestelnr.: 56B000701

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Technische gegevens

Voltage	12 V
Display	1 x 16 bit lcd met achtergrondverlichting
Stroomvoorziening	12 V 110 V 240 V
Temperatuurtolerantie	± 0.5 °C
Compliance	CE
Afmetingen	246 x 215 x 162 mm

Leveromvang

- DI10
- Voeding
- Stroomkabelset (UK, EU & USA)
- Sigarettenaanstekerkabel & 8 plug-in adapters
- Bedieningsinstructies

Omschrijving	Bestelnr.
Stroomkabelset	176300
Externe voeding	182049
Dipslide-houder	56B000801

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje