

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Инкубатор DI10

Для контролируемого роста бактерий



Чтобы иметь возможность сравнивать результаты дипслайдов и других микробиологических тестов, таких как Coliform / E-coli Test Kit, из недели в неделю, время инкубации и температура инкубации должны быть одинаковыми при каждом проведении теста. Это гарантирует, что рост бактерий всегда будет контролируемым и равномерным. Поэтому инкубатор DI10 является важным и необходимым шагом в анализе микробиологической активности в воде. Инкубатор Lovibond® DI10 обеспечивает надежную инкубацию на месте, в лаборатории или даже в поездке на автомобиле. Для инкубации дипслайдов мы рекомендуем приобрести держатель дипслайдов. Он обеспечивает надежную подставку для 12 дипслайдов в DI10 в течение периода инкубации.

- Прочная конструкция
- Емкость до 12 пластинок или 10 чашек Петри
- Выдающаяся стабильность температуры
- Возможность эксплуатации в автомобиле

Номер заказа: 56B000701

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Технические данные

Voltage	12 V
Дисплей	1 x 16 bit Backlit LCD
Электроснабжение	12 V 110 V 240 V
Температурный допуск	± 0.5 °C
Соответствие	CE
Размеры	246 x 215 x 162 mm

Объем поставки

- D110
- Блок питания
- Набор кабелей питания (UK, EU & USA)
- Кабель для прикуривателя и 8 адаптеров для подключения
- Руководство по эксплуатации

Заголовок	Номер заказа
Набор кабелей питания	176300
Внешнее электропитание	182049
Держатель пластинки для микробиологического анализа	56B000801

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies