

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Инкубатор DI20

Соответствие директивам ВОЗ



Наш новый инкубатор DI20 был разработан для пользователей, которым приходится соответствовать мировым стандартам питьевой воды в тяжелых условиях.

Это портативный, легкий и высококачественный прибор для микробиологических исследований с тестовыми лотками. Инкубатор DI20 - единственный

в своем роде, с функциями подогрева и охлаждения в стандартном исполнении. Это гарантирует, что пробы выдерживаются при правильной температуре независимо от условий окружающей среды.

Его инновационная конструкция содержит небольшой держатель для многоразовых, нержавеющей чашек Петри из алюминия. Эти чашки позволяют выполнять до 20 тестов в каждом инкубаторе.

Эргономика и интуитивно понятные клавиши с символами обеспечивают пользование прибором без наличия специальных знаний или даже без инструктажа. Благодаря светодиодам пользователь может одним взглядом определить, в какой мере продвинулся цикл инкубации и стабильна ли температура.

- Соответствует директиве ВОЗ "Нормативы качества питьевой воды в^{4-ом} издании."
- Компактная конструкция & небольшой вес
- Подогрев & охлаждение в серийном исполнении
- Интуитивно понятные графические клавиши

Номер заказа: 56B000714

Промышленность

NGO

Технические данные

| | |
|----------------------|--------------------|
| Интерфейсы | USB |
| Электроснабжение | 12 V |
| Диапазон температур | 20 °C - 47 °C |
| Температурный допуск | ± 0.5 °C |
| Соответствие | CE |
| Размеры | 116 x 165 x 116 mm |

Объем поставки

- DI20
- Кабель электропитания
- 50 чашек Петри
- Блок питания

| Заголовок | Номер за-каза |
|-----------------------------------|---------------|
| Набор кабелей питания | 136300 |
| Кабель USB 2,0 A - разъем Micro B | 190630 |
| Держатель чашки Петри | 197139 |
| Блок питания, 12 В / 48 Вт | 19803550 |
| Кабель зарядки аккумулятора | 19803555 |
| Чашки Петри, 10 шт. | 400855 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания