

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI10 培养箱

用于控制细菌生长



为了比较 Dipslides 和其他微生物检测（如大肠菌群/大肠埃希氏菌检测试剂盒）每周的检测结果，每次检测的培养时间和温度都必须相同。这样才能确保细菌的生长始终得到控制并保持一致。因此，DI10 培养箱是分析水中微生物活性的一个重要且必要的步骤。Lovibond® DI10 培养箱可在野外、实验室甚至路上进行可靠的培养。对于浸渍片的培养，我们建议购买浸渍片支架。在孵育期间，该支架可为 DI10 中的 12 片浸渍片提供安全的支撑。

- 坚固的设计
- 最多可容纳 12 个 dipslides 或 10 个量子盘
- 出色的温度稳定性
- 车内操作

货号: 56B000701

### 行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### Technical Data

Voltage	12 V
显示	1 x 16 位背光 LCD
电源	12 V 110 V 240 V
温度容限	± 0.5 °C
一致性	CE
尺寸	246 x 215 x 162 mm

### 标准配置文本

- DI10
- 电源
- 电源线套件（英国、欧盟和美国）
- 点烟器电缆和 8 个插头适配器
- 用户手册

标题	货号
电源线组	176300
外部电源	182049
Dipslide 托架	56B000801

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙