

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



AF 357 drinkwaterkit

Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar



- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glas-kleurfilters
- Geïntegreerd prisma

Bestelnr.: 413570

Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen

De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling.

Daglichtlamp

Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet.

Diverse analyses mogelijk

Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen.

Geïntegreerd prisma

Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.

Industrie

Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Afvalwaterzuivering | Controle desinfecteermiddel | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater

AF 357 drinkwaterkit

De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Chloride	10 - 5000 mg/L Cl ⁻	
Chlorine T	0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Fluoride T	0 - 1.6 mg/L F ⁻	SPADNS
Hardness, total	10 - 500 mg/L CaCO ₃	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Platinakobalt standaardmethode
pH value T	6.0 - 7.6 pH	Broomthymolblauw
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Fenolrood

Leveromvang

- **Comparator 2000+**
- **Nessleriser veldkit**
- **Comparator kleurschijven voor chloor, fluoride, Hazen en pH-waarde**
- **4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte**
- **2 x glazen Comparator cuvetten, 40 mm laagdiepte**
- **2 x Nessleriser-buizen AF306, 50 ml met stop**
- **Mengcilinder voor tests voor chloride en totale hardheid**
- **1 x glazen roerstaafje**
- **1 x doos filterpapier, 9 cm ø**
- **1 x filtertrechter**
- **1 x 250 ml monsterflesje**
- **1 x pipet 0,1 - 0,5 ml**
- **Reagenstabletten voor elke parameter**
- **Plastic roerstaaf**
- **Reinigingsborstel**
- **Gebruiksaanwijzing**

Omschrijving	Bestelnr.
Daglichtlamp, werking op batterijen	142050
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 10 stuks	145500
Paar Nessler-buizen, 113 mm laagdiepte, 50 ml, AF 306	353060
Glazen roerstaafje, 20 cm lang	364080
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10	364120
Kunststof trechter met handvat	471007
W 680/OG/40 Glazen cuvetten, 40 mm laagdiepte	606890

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje