

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Scuba3s HR

Meetinstrument voor de veeleisende privézwembad- en whirlpoolbeheerder



- Modern, ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Waterdichte behuizing\*
- Grote display

Bestelnr.: 216210

### Belangrijkste zwembadparameters

Wie als privézwembadeigenaar ook belang hecht aan de meest nauwkeurige meetresultaten van de belangrijke zwembadparameters, zoals chloor of pH, krijgt met de Scuba II een ideaal testinstrument. Het instrument werkt intuïtief en meet de belangrijkste zwembadparameters: vrij chloor, totaal chloor, broom, pH-waarde, alkaliniteit-M en cyanuurzuur.

### Waterdicht

En als het instrument daarbij in het water valt? Geen probleem, de Scuba II is niet alleen waterdicht maar ook drijvend.

### Geïntegreerde meetkamer

Neem een monster door de meetkamer in het instrument onder te dompelen.

### Snelle resultaten

Voeg de betreffende reagens toe en druk op de "Test"-knop. U ontvangt het meetresultaat binnen enkele seconden. Met andere woorden: meet zoals de professionals.

### Industrie

Privézwembad | Zwembadservice

### Applikation

Controle zwembadwater

### Scuba3s HR

Drijvend, waterdicht en absoluut een handig hulpmiddel voor het zwembad: De Scuba II is de ideale metgezel voor privézwembadbezitters tijdens het badseizoen. Meet de belangrijkste parameters en houd de resultaten onmiddellijk in uw handen.

[Overtuig uzelf - klik hier voor de Scuba II Video](#)

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Alkalinity-m HR T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Zuur / Indicator
Bromine T	0.2 - 22.5 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD
Chlorine HR T	0.2 - 10.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu <sup>a)</sup>	Biquinoline
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Melamine
Fosfaat LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO <sub>4</sub>	Fosformolybdeenblauw
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Oppervlakteactieve stof
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	Fenolrood
Ureum T	0.2 - 5.0 mg/L Urea	Indofenol / Urease

## Technische gegevens

<b>Optiek</b>	White LED, multichannel optical sensor with diffusor.
<b>Display</b>	LCD
<b>Interfaces</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Bediening</b>	Folietoetsenbord
<b>Auto – OFF</b>	Ja
<b>intern geheugen</b>	100 data sets
<b>Stroomvoorziening</b>	2 batterijen (AA)
<b>Levensduur batterij</b>	ca. 90 metingen
<b>Draagbaarheid</b>	Draagbaar
<b>Mate van vervuiling</b>	2
<b>Maximale hoogte boven zeeniveau</b>	3500 m
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	5-40 °C bij rel. vochtigheid 30-90 % (niet-condenserend)
<b>Beschermingsklasse</b>	IPX7-Beschermd tegen de gevolgen van tijdelijke onderdompeling in water volgens DIN EN 60529
<b>Compliance</b>	CE UKCA
<b>Afmetingen</b>	70 x 45 x 145 mm
<b>Gewicht met verpakking</b>	165 g

## Leveromvang

- Scuba II in plastic box
- 20 DPD Nr. 1 reagenstabletten
- 20 fenolrode fotometer reagenstabletten
- 10 DPD Nr. 3 Evo reagenstabletten
- 10 CyA-test reagenstabletten
- 10 Alka-M-fotometer reagenstabletten
- Gebruiksaanwijzing
- 2 batterijen (AAA)
- Roerstaaf

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekkap van zacht plastic Scuba	19802218
Kunststof roerstaafje, blauw, 10 cm	364107
ValidCheck Chloor 1,5 mg/l	48105510

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje