

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT AF 410

Veelzijdige snelle tests voor een groot aantal toepassingen



- Eenvoudige hantering en nauwkeurige dosering
- Minimale houdbaarheid van 5 jaar op tabletten in aluminiumfolie
- Hoge analytische nauwkeurigheid
- Probleemloze verzending

Bestelnr.: 414100

### Diverse testmethodes

Voor de MINIKIT's zijn verschillende testmethodes beschikbaar: Kies tussen handmatige testmethodes, de troebelheids- of tabletmethode of de zogenaamde snelheidstest.

### Intuïtief gebruik

Professioneel of amateur: met de MINIKIT bereikt iedereen een foutloos en veilig resultaat.

### Lange houdbaarheid

De in MINIKITs gebruikte reagentia hebben een houdbaarheid van 5 jaar. En het beste van alles, ze zijn niet onderworpen aan enige transportbeperkingen.

### Direct bruikbaar

Naast de testkit in een vouwdoos wordt bij de levering ook een maatbeker, de benodigde accessoires en reagenstabletten voor ca. 30 tests meegeleverd.

### Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

### MINIKIT AF 410

Ze zijn gebruiksvriendelijk en geschikt voor een de meest uiteenlopende wateranalysetoepassingen.

Dankzij verschillende testmethodes zijn de MINIKIT's vooral één ding: een betrouwbare metgezel.

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Acid concentration	0.75 - 10 %

# Leveromvang

- Kit in vouwdoos
- Reagenstabletten voor gemiddeld 30 tests
- Maatbeker
- noodzakelijk accessoire
- Gebruiksaanwijzing

Omschrijving	Bestelnr.
Borstel, 11 cm lang	380230
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel	385130

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje