

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Waterstofperoxide-teststrips

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000850

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Controle desinfecteermiddel | Koelwater

Waterstofperoxide-teststrips

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

Meetbereik

0.5 - 100 mg/L H₂O₂