

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Waterstofperoxide-teststrips

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000850

### Industrie

Overige industrieën

### Applikation

Controle desinfecteermiddel | Koelwater

### Waterstofperoxide-teststrips

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Hydrogen Peroxide test strips	0.5 - 100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>