


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Hardheid, totaal strips

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000950

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Ketelwater | Koelwater

Hardheid, totaal strips

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

Test Name

Hardness Total-Test Strips

Meetbereik

40 - 1000 mg/L CaCO₃