

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



pH strips pH 4,5-10 plastic

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S001090

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Koelwater

pH strips pH 4,5-10 plastic

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

| Test Name | Meetbereik |
|-----------|-------------|
| pH | 4.5 - 10 pH |