

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



5 in 1 Mini

Meerdere parameters tegelijk in één oogopslag



- Eenvoudig gebruik
- Futuristisch ontwerp
- RAPID-tabletten lossen snel op
- Hoogste nauwkeurigheid

Bestelnr.: 151700

voordelig

De zwembadtestkit is de voordelige instapversie voor de wateranalyse.

Variabel

De verschillende versies van de zwembadtestkit laten u toe om verschillende parameters te testen. Mogelijke combinaties zijn bijvoorbeeld chloor+pH, broom+pH, actieve zuurstof+pH of biguanide (PHMB) +pH.

Onmiddellijk klaar voor gebruik

De zwembadtestkits zijn verkrijgbaar inclusief reagenstabletten voor 20 analyses en gebruiksaanwijzingen, allemaal verpakt in een handige en transparante minikoffer. Niet alleen hebt u altijd overzicht, maar u hebt ook de testkit altijd bij de hand.

Industrie

Privézwembad | Zwembadservice

Applikation

Controle zwembadwater | Rampenbeheer

5 in 1 Mini

Perfect voor de toegang tot de wateranalyse in de privéomgeving. Meerdere parameters tegelijkertijd meten.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Alkalinity-m	50 - 300 mg/L CaCO ₃
Bromine	0.2 - 6.8 mg/L Br ₂
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

Leveromvang

- Zwembadtestkit in vouwbare blisterverpakking of minikoffertje
- Gebruiksaanwijzing

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje