

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## CHECKIT® Comparator 2 in 1 chloor DPD/pH

De vergelijking uitvoeren met de kleurschijf



- Eenvoudig gebruik
- Exacte reagensdosering
- Minimale houdbaarheid van 5 of 10 jaar van de reagentabletten
- Hoge analytische nauwkeurigheid

Bestelnr.: 147025

### Stap voor stap instructies

Meertalige handleidingen bieden geïllustreerde stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van de test - zodat ook niet-chemici snel betrouwbare en nauwkeurige metingen kunnen uitvoeren.

### Breed scala aan parameters

Voor veel parameters zijn verschillende meetbereiken en -methodes beschikbaar. Extra testparameters kunnen worden toegevoegd door extra schijven en reagentia aan te schaffen - u gebruikt voor alle tests dezelfde comparatorbehuizing.

### Comparatorbehuizing uit één stuk

Het robuuste ontwerp van de eendelige comparatorbehuizing heeft geen "bewegende delen" die verloren kunnen gaan of breken. Schuif de kleurschijf gewoon in de behuizing tot die vastklikt en u klaar bent om te testen. De testresultaten zijn eenvoudig af te lezen in het resultatenvenster.

### Gemakkelijk te lezen resultaten

Het diffusorpaneel aan de achterzijde van de CHECKIT® -comparatorbehuizing zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling tussen de twee cuvetten. Dit maakt het gemakkelijker om een nauwkeurige kleurafstemming te bereiken en helpt de gebruiker om eventuele troebelheid in het monster visueel te compenseren.

### Continue kleurverloop

CHECKIT®-schijven hebben een continue kleurverloop, waardoor een directe kleuraanpassing mogelijk is - het resultaat moet niet tussen twee kleurstandaarden worden geëxtrapoleerd.

## Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

## Applikation

Afvalwaterzuivering | Controle desinfecteermiddel | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater

## CHECKIT® Comparator 2 in 1 chloor DPD/pH

CHECKIT®-comparator testkits zijn nauwkeurige, eenvoudig te gebruiken testkits voor de wateranalyse. Giet het reagens gewoon in de cuvet, draai de schijf totdat de kleur overeenkomt met de kleur van het bereide watermonster en lees de concentratiewaarde af.

## Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Chlorine HR T	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
pH value T	6,5 - 8,4 pH	Fenolrood

## Leveromvang

- CHECKIT®-comparator voor de gewenste bepaling(en)
- CHECKIT®-schijven
- Reagentia voor gemiddeld 30 analyses
- Cuvetten
- Toebehoren
- Gebruiksaanwijzing
- Garantieverklaring
- in de koffer

Omschrijving	Bestelnr.
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 10 stuks	145500
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 5 stuks	145505
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 100 stuks	145510
Cuvethouder voor 10 ronde cuvetten ø 16 mm - Lovibond	418957

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje

Technische wijzigingen voorbehouden

Gedrukt in Duitsland

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies