

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Legionella uitstrijktestkit

De snelste *legionellat*est ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 25 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006401

Legionella uitstrijktestkit

Binnen een watersysteem groeit *legionella* normaal gesproken binnen biofilms (slijm) die zich aan de binnenkant van leidingen, douchekoppen, koeltorenverpakkingen of watertanks bevinden. Bacteriën die in de planktonfase (d.w.z. zwevend in het water zelf) worden aangetroffen, zijn meestal een indicator voor de kolonisatie van de biofilm.

Aangezien een schoon watermonster niet hetzelfde is als een schoon systeem (de vermeerdering van *legionella* in een biofilm is groter dan in water), kan deze kit worden gebruikt om de verontreiniging in een systeem of de zuiverheid van een gebied na een gerichte reiniging te bepalen.

Gebruik deze kit om *legionella* te vinden in uw kweekgebied - deze zeer selectieve test kan ook legionella opsporen in monsters met een zeer hoge achtergrondflora. Met resultaten in ongeveer 25 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op de omstandigheden van het watersysteem. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

Aantoonbaarheidsgrens
200 CFU/l / Uitstrijkzone

Aantal tests
5

Leveromvang

- 5 teststrips met doseerpipetten
- 5 watten
- Herstelbuffer
- 5 reactievaten
- Gebruiksaanwijzing
- Draagkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje